


Anticorps Monoclonal Rabbit Anti-Souris Cd11B Pour Cytométrie En Flux - P05555

Numéro d'article: CM0008731



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD11b murin (Intégrine alpha-M, CR3, MAC-1). Validé pour des applications en cytométrie en flux (FC). Immunogène recombinant de protéine (aa 143-337). Réaction croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur les monocytes/macrophages et la microglie. UniProt P05555.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-souris CD11b
Remarques / Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espèce	Souris
GenelD	16409
GenelD (Humain)	3684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 du CD11b murin (NP_032427.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05555
Poids de la protéine	127 kDa
Expédition	Sac de glace