


Anticorps Monoclonal Rabbit Anti-Souris Cd11B Conjugué À L'pour Cytométrie En Flux - P05555

Numéro d'article: CM0004595



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la CD11b murine (intégrine alpha-M), validé pour la cytométrie en flux. Adapté à l'étude de l'adhésion leucocytaire, de la phagocytose et de la fonction des récepteurs du complément dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Souris CD11b
Remarques / Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espèce cible	Souris
GeneID (Humain)	3684
GeneID	16409
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 de la CD11b de souris (NP_032427.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05555
Poids de la protéine	127kDa
Expédition	Sac de glace