

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd123 Pour Fc - P26952

Numéro d'article: CM0009282

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD123 murin (récepteur de l'IL-3 alpha), validé pour la cytométrie en flux (FC). Adapté à la détection des cellules progénitrices hématopoïétiques murines et aux études de signalisation de l'IL-3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-souris CD123
Remarques / Alias	CD123; SUT-1; CDw123
Espèce cible	Souris
Identifiant de gène (humain)	3563
Identifiant de gène	16188
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-331 du CD123 de souris (NP_032395.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P26952
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace