

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd124/Il-4Ra De Souris Pour Cytométrie En Flux - P16382

Numéro d'article: CM0011653

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD124/IL-4Rα de souris conjugué à , conçu pour la cytométrie en flux. Il cible le domaine extracellulaire de l'IL-4R de souris, permettant l'étude des voies de signalisation de l'IL-4 et de l'IL-13.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD124/IL-4Ra de souris
Remarques/alias	Il4r ; CD124
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	3566
ID du gène	16190
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-233 de CD124/IL-4Ra de souris (NP_001008700.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P16382
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace