

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd124/Il-4Ra Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P16382

Numéro d'article: CM0010156

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre le CD124/IL-4Rα de souris pour la cytométrie en flux. Reconnaît le domaine extracellulaire (aa 26-233), validé pour les échantillons de souris. Idéal pour étudier la signalisation IL-4/IL-13 dans la recherche sur les allergies et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD124/IL-4Ra conjugué
Remarques/Alias	Il4r ; CD124
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3566
GeneID	16190
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-233 du CD124/IL-4Ra de souris (NP_001008700.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P16382
Poids moléculaire protéique	87 kDa
Expédition	Sac de glace