

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd126/IL-6R α - P22272

Numéro d'article: CM0009918

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'IL-6R α (CD126) de souris, conjugué à pour la cytométrie en flux. Détecte l'IL-6R α native, prend en charge les études d'immunologie et d'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD126/IL-6R α
Remarques/Alias	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3570
Identifiant du gène (Souris)	16194
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-357 de la chaîne CD126/IL-6R α de souris (NP_034689.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P22272
Poids moléculaire de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace