

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd126/Chaîne IL-6Rα Conjugué À Pour Fc - P22272

Numéro d'article: CM0005512

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le récepteur alpha de l'IL-6 de souris (CD126/IL-6Rα). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient pour l'étude de la signalisation de l'IL-6, de la réponse immunitaire et des maladies inflammatoires. UniProt : P22272.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD126/chaîne IL-6Rα conjugué à
Remarques/Alias	Il6r ; CD126 ; IL-6R ; IL-6RA ; IL-6R-alpha
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3570
GeneID (souris)	16194
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-357 de la chaîne CD126/IL-6Rα de souris (NP_034689.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P22272
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace