

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd126/Il-6Rα Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P22272

Numéro d'article: CM0009141

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD126/récepteur alpha de l'IL-6 (IL-6Rα) de souris pour la cytométrie en flux. Détecte les formes membranaires et solubles, idéal pour les études sur la réponse immunitaire et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD126/IL-6Rα conjugué à
Remarques/Alias	Il6r; CD126; IL-6R; IL-6RA; IL-6R-alpha
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3570
GeneID	16194
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-357 de la chaîne CD126/IL-6Rα de souris (NP_034689.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P22272
Poids moléculaire protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace