

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd127/IL-7R α Pour Fc - P16872

Numéro d'article: CM0009366



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant CD127/IL-7R α de souris, validé pour la cytométrie en flux. Spécifique de la souris, avec un poids moléculaire prédit de 51 kDa. Adapté à la recherche en immunologie et sur les récepteurs de cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD127/IL-7R α
Remarques / Alias	CD127 ; IL-7Ralpha
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3575
Identifiant du gène (Souris)	16197
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-239 de CD127/IL-7R α de souris (NP_612564.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Souris
SWISS	P16872
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace