

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd127/Il-7R $\alpha$ Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P16872

Numéro d'article: CM0010831



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué contre la souris CD127/IL-7R $\alpha$ , adapté à la cytométrie en flux. Idéal pour étudier la signalisation des récepteurs de l'interleukine-7 et du TSLP dans la rate, le thymus et le développement des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | mAb de lapin anti-souris CD127/IL-7R $\alpha$ conjugué                                                                                        |
| Remarques/Alias                  | CD127 ; IL-7R $\alpha$                                                                                                                        |
| Espèce                           | Souris                                                                                                                                        |
| Identifiant du gène (Humain)     | 3575                                                                                                                                          |
| Identifiant du gène (Souris)     | 16197                                                                                                                                         |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-239 de la souris CD127/IL-7R $\alpha$ (NP_612564.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                         |
| Application                      | FC (Cytométrie en flux)                                                                                                                       |
| Réactivité croisée               | Souris                                                                                                                                        |
| SWISS                            | P16872                                                                                                                                        |
| Poids moléculaire de la protéine | 51 kDa                                                                                                                                        |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                  |