

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd127/Il-7R α Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P16872

Numéro d'article: CM0008681



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD127/IL-7R α conjugué, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier la signalisation IL-7/TSLP dans la rate, le thymus et le foie fœtal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD127/IL-7R α conjugué
Remarques/Alias	CD127 ; IL-7R α
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3575
Identifiant du gène (Souris)	16197
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-239 de la souris CD127/IL-7R α (NP_612564.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P16872
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace