


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd130/Gp130 De Souris Pour La Cytométrie En Flux - Q00560

Numéro d'article: CM0006259



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le domaine extracellulaire de CD130/gp130 (IL6ST) de souris. Validé pour la cytométrie en flux et réactif avec les échantillons de souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation immunitaire, osseuse et neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD130/gp130 de souris
Remarques/Alias	CD130 ; gp130 ; D13Ert699e ; 5133400A03Rik
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	3572
ID du gène (souris)	16195
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-617 de CD130/gp130 de souris (NP_034690.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00560
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace