

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd138/Syndécan-1 Pour Cytométrie En Flux - P18828

Numéro d'article: CM0006143

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD138/Syndécan-1 de souris pour des applications de cytométrie en flux. Validé pour les études sur la biogenèse des exosomes et les interactions matricielles. Réagit croisé avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris CD138/Syndécan-1
Remarques/Alias	Sstn, Synd, CD138, Synd1, syn-1
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	6382
ID de gène (Souris)	20969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-255 du CD138/Syndécan-1 de souris (NP_035649.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18828
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace