

Lapin Anti-Souris Cd138/Syndecan-1 Anticorps Monoclonal Pour If-P Et Fc - P18828

Numéro d'article: CM0012444

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris CD138/Syndecan-1 conjugué à I', validé pour immunofluorescence (IF-P) et cytométrie en flux (FC). Convient à l'étude de la biogenèse des exosomes, de l'adhésion cellulaire et de la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD138/Syndecan-1 mAb
Remarques/Alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6382
GeneID	20969
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-255 de la souris CD138/Syndecan-1 (NP_035649.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF-P, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18828
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace