


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd14 Conjugué À Pour Cytométrie En Flux - P10810

Numéro d'article: CM0010592



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre la souris CD14, validé pour la cytométrie en flux. La souris CD14 est un corécepteur clé de l'immunité innée pour le LPS et les lipopeptides bactériens. Idéal pour l'immunophénotypage des sous-ensembles de macrophages dans la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD14
Remarques/Alias	CD14
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	929
GeneID (Souris)	12475
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-345 de la souris CD14 (NP_033971.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10810
Poids moléculaire protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace