


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd14 Conjugué À L'pour Cytométrie En Flux (Fc) - P10810

Numéro d'article: CM0010270



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre la souris CD14, validé pour la cytométrie en flux (FC). Cible l'antigène de différenciation des monocytes de 39 kDa, un corécepteur pour le lipopolysaccharide bactérien (LPS) et un médiateur de la réponse immunitaire innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD14 conjugué à l'
Remarques/Alias	CD14
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	929
GeneID	12475
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-345 de la souris CD14 (NP_033971.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10810
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace