


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd140B/Pdgfr Bêta De Souris Pour Fc - P05622

Numéro d'article: CM0009106



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le récepteur CD140b/PDGFR bêta de souris. Validé pour les applications de cytométrie en flux, réactif spécifiquement avec la souris. Poids moléculaire prédit de 123 kDa. Idéal pour les études de la signalisation du PDGF au cours du développement, de l'angiogenèse et de la fibrose rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD140b/PDGFR bêta de souris
Remarques/alias	Pdgfr ; CD140b ; PDGFR-1
Espèce	Souris
GenelD (humain)	5159
GenelD (souris)	18596
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 32-530 de CD140b/PDGFR bêta de souris, NP_032835.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05622
Poids de la protéine	123 kDa
Expédition	Sac de glace