


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd140B/Pdgfr Bêta De Souris Pour Cytométrie En Flux - P05622

Numéro d'article: CM0009536



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre CD140b/PDGFR bêta de souris (P05622), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les recherches en biologie vasculaire, sur les péricytes et la fibrose rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD140b/PDGFR bêta de souris
Remarques/Alias	Pdgfr ; CD140b ; PDGFR-1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	5159
GeneID	18596
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32 à 530 de CD140b/PDGFR bêta de souris (NP_032835.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05622
Poids moléculaire de la protéine	123 kDa
Expédition	Pack de glace