

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd144/Ve-Cadherine Conjugué Pour Fc - P55284

Numéro d'article: CM0010343



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué ciblant la CD144/VE-Cadherine de souris (Swiss-Prot P55284). Validé pour la cytométrie en flux, convient à la biologie des cellules endothéliales et à la recherche vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal lapin anti-souris CD144/VE-Cadherine
Remarques/Alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	1003
GeneID (Souris)	12562
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 46-592 de la CD144/VE-Cadherine de souris (NP_033998.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P55284
Poids moléculaire	88kDa
Expédition	Sac de glace