

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd144/Ve-Cadhérine Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P55284

Numéro d'article: CM0008033



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ABflo 647 ciblant la VE-Cadhérine/CD144 de souris (SWISS P55284) pour la cytométrie en flux. Permet la détection de la cadhérine endothéliale vasculaire dans la recherche sur l'adhésion cellulaire endothéliale, l'organisation des jonctions et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD144/VE-Cadhérine
Remarques/Alias	7B4 ; Vec ; VECD ; Cd144 ; VEcad ; VE-Cad
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	1003
GeneID (Souris)	12562
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 46-592 de la VE-Cadhérine/CD144 de souris (NP_033998.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P55284
Poids protéique	88 kDa
Expédition	Sac de glace