

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd146 Pour Fc - Q8R2Y2

Numéro d'article: CM0010547

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre la CD146 murine (MUC18/gicérine). Validé pour la cytométrie en flux. Cible le domaine extracellulaire (aa 24-563). Idéal pour les études sur l'adhésion des mélanomes et les monocouches endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-souris CD146 mAcM
Remarques / alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicérine; s-gicérine
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4162
GeneID	84004
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 24-563 de la CD146 de souris (NP_075548.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8R2Y2
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sachet de glace