

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd146 Conjugué Pour Fc - Q8R2Y2

Numéro d'article: CM0008966

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre la souris CD146 (MUC18). Validé pour la cytométrie en flux (FC) sur des échantillons de souris. Convient pour la détection de la molécule d'adhésion cellulaire dans la recherche sur le mélanome et l'endothélium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD146
Remarques/Alias	CD146 ; CD149 ; Muc18 ; s-endo ; 1-gicerin ; s-gicerin
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4162
GeneID	84004
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 24-563 de la souris CD146 (NP_075548.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8R2Y2
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace