

Lapin Anti-Souris Cd150/Slam Mab - Q9Qum4

Numéro d'article: CM0007842

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD150/SLAM de souris, validé pour la cytométrie en flux. Cible la molécule d'activation lymphocytaire de signalisation exprimée sur les cellules immunitaires, adaptée pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD150/SLAM mAb
Remarques/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6504
GeneID	27218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-242 du CD150/SLAM de souris (NP_038758.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QUM4
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace