

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd150/Slam Pour Cytométrie En Flux - Q9Qum4

Numéro d'article: CM0008466

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la CD150/SLAM (SLAMF1) de souris, un récepteur auto-ligand régulant l'activation immunitaire. Adapté à la cytométrie en flux. Poids protéique ~38 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | AcM lapin anti-souris CD150/SLAM                                                                                                       |
| Remarques / Alias  | Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16                                                                                         |
| Espèce             | Souris                                                                                                                                 |
| GenelD (humain)    | 6504                                                                                                                                   |
| GenelD             | 27218                                                                                                                                  |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-242 de la CD150/SLAM de souris (NP_038758.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                  |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                  |
| Application        | FC (Cytométrie en flux)                                                                                                                |
| Réactivité croisée | Souris                                                                                                                                 |
| SWISS              | Q9QUM4                                                                                                                                 |
| Poids protéique    | 38kDa                                                                                                                                  |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                           |