

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd161C/Nk1.1 Pour Cytométrie En Flux - P27814

Numéro d'article: CM0011917

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD161c/NK1.1 de souris (Klrb1c), validé pour la cytométrie en flux. L'immunogène recombinant assure une détection spécifique des cellules NK. Idéal pour les études en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD161c/NK1.1 mAb
Remarques/Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P1.9
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	3820
ID de gène	17059
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-223 du CD161c/NK1.1 de souris (NP_001153376.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P27814
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace