

Lapin Anti-Souris Cd161C/Nk1.1 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P27814

Numéro d'article: CM0007954

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre le CD161c/NK1.1 de souris pour cytométrie en flux. Détecte l'antigène de surface NK1.1 des cellules NK ; convient à l'immunophénotypage et aux études fonctionnelles des cellules tueuses naturelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD161c/NK1.1 mAb
Remarques/Alias	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKRP1, Nk1.2, Klr1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKRP140, NKR-P1.9
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	3820
ID de Gène (Souris)	17059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 67-223 du CD161c/NK1.1 de souris (NP_001153376.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P27814
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace