

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd162/Psgl-1 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Q3Ta56

Numéro d'article: CM0012778

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD162/PSGL-1 de souris (Selp1g). Conçu pour les applications de cytométrie en flux, réagit de manière croisée avec la souris. Protéine membranaire avec peptide signal et domaine transmembranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD162/PSGL-1 conjugué
Remarques/Alias	CD162 ; Psgl1 ; Selp1 ; Selp1 ; Psgl-1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	6404
Identifiant du gène	20345
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q3TA56
Poids moléculaire de la protéine	44 kDa
Expédition	Glacière/sac de glace