

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd162/Psgl-1 Conjugué Pour Cytométrie En Flux (Fc) - Q3Ta56

Numéro d'article: CM0011161

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à un fluorophore ciblant spécifiquement la souris CD162/PSGL-1 (Q3TA56). Validé pour la cytométrie en flux (FC), il constitue un outil fiable pour les études immunologiques de l'adhésion cellulaire et du trafic leucocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD162/PSGL-1 conjugué
Remarques/Alias	CD162 ; Psgl1 ; Selp1 ; Selp1 ; Psgl-1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	6404
Identifiant du gène	20345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-320 de la souris CD162/PSGL-1 (NP_033177.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q3TA56
Poids moléculaire de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace