

Mab Anti-Souris Cd19 Lapin Pour Fc - P25918

Numéro d'article: CM0004657

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' de haute qualité dirigé contre le CD19 de souris, validé pour la cytométrie en flux (FC). Permet une identification précise des lymphocytes B dans la rate, la moelle osseuse et le sang périphérique, soutenant la recherche en immunologie et oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-souris CD19 lapin
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	930
GenelD	12478
Immunogène	Protéine recombinante du CD19 de souris
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace