

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd19 De Souris Conjugué À Pour Cytométrie En Flux (Fc) - P25918

Numéro d'article: CM0010741

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD19 de souris conjugué à pour la cytométrie en flux (FC). Cible l’antigène CD19 des lymphocytes B (60 kDa), un corécepteur du BCR essentiel au développement et au fonctionnement des cellules B. Validé sur des cellules B de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD19 de souris conjugué à
Remarques/Alias	Cd19
Espèce	Souris
GeneID (humain)	930
GeneID	12478
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-287 du CD19 de souris (NP_033974.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac réfrigérant