

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd19 Pour Fc - P25918

Numéro d'article: CM0010339

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD19 de souris, un corécepteur antigénique des lymphocytes B pour la signalisation du BCR. Optimisé pour la cytométrie en flux sur échantillons de souris. Idéal pour l'immunophénotypage des cellules B et la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD19
Remarques / Alias	Cd19
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	930
ID du gène	12478
Immunogène	Protéine recombinante de CD19 de souris
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac isothermique