

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd19 De Souris Pour Fc - P25918

Numéro d'article: CM0006134

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à , spécifique de la protéine CD19 de souris. Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps est idéal pour l'immunophénotypage des cellules B et la recherche sur les lymphocytes. Réagit avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD19 de souris
Remarques/Alias	Cd19
Espèce	Souris
GeneID (humain)	930
GeneID	12478
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19 à 287 de la protéine CD19 de souris (NP_033974.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids moléculaire	60 kDa
Expédition	Pack de glace