

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd19 Pour Cytométrie En Flux - P25918

Numéro d'article: CM0008988

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD19 de souris. Validé pour la cytométrie en flux, adapté à l'immunophénotypage des lymphocytes B dans des modèles murins. SWISS : P25918.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD19 mAb
Remarques / Alias	CD19
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	930
GenelD	12478
Immunogène	Protéine recombinante de CD19 de souris.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace