

Lapin Anti-Souris Cd19 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P25918

Numéro d'article: CM0007966

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD19 de souris pour la cytométrie en flux. Détecte l'antigène des lymphocytes B sur les splénocytes, la moelle osseuse et les cellules des ganglions lymphatiques. Dérivé de protéines recombinantes, spécifique du CD19 de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD19 mAb
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	930
GeneID	12478
Immunogène	Protéine recombinante du CD19 de souris.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids Protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace