

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd2 Pour Fc - P08920

Numéro d'article: CM0008183

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD2 validé pour la cytométrie en flux (FC). Détecte spécifiquement le CD2 de souris (Ly37/LFA-2), adapté pour la recherche sur l'adhésion et la signalisation des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD2
Remarques/Alias	Ly37 ; LFA-2 ; Ly-37
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	914
GenelD	12481
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-203 du CD2 de souris (NP_038514.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P08920
Poids moléculaire de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace