

Lapin Anti-Souris Cd2 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P08920

Numéro d'article: CM0009007

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin marqué dirigé contre le CD2 de souris (Ly-37/LFA-2) pour la cytométrie en flux. Réagit avec la souris, immunogène issu des acides aminés 23-203. Idéal pour les études d'adhésion et de signalisation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD2 mAb
Remarques/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	914
ID de gène	12481
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-203 du CD2 de souris (NP_038514.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P08920
Poids moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace