

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd2 De Souris Pour Fc - P08920

Numéro d'article: CM0005714

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD2 de souris (LFA-2, Ly37) pour la cytométrie en flux. Reconnaît l'antigène de surface des lymphocytes T impliqué dans l'adhésion et l'activation. Convient aux échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD2 de souris
Remarques/Alias	Ly37 ; LFA-2 ; Ly-37
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	914
GeneID	12481
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-203 du CD2 de souris (NP_038514.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P08920
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace