

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd2 De Souris Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P08920

Numéro d'article: CM0008304

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre le CD2 de souris (Ly-37, LFA-2), validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît une molécule d'adhésion de surface des lymphocytes T de 38 kDa. Idéal pour la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD2 de souris
Remarques/Alias	Ly37 ; LFA-2 ; Ly-37
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	914
GeneID	12481
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 23-203 du CD2 de souris (NP_038514.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P08920
Poids moléculaire de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace