


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd200/Ox2 Pour Fc - O54901

Numéro d'article: CM0004797



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la glycoprotéine membranaire CD200/OX-2 de souris. Validé pour la cytométrie en flux, spécifique à la souris. Immunogène recombinant non conjugué, acides aminés 31-232. UniProt O54901.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD200/OX2
Remarques/Alias	OX2; Mox2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4345
GeneID	17470
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-232 de la CD200/OX2 de souris (NP_034948.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O54901
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace