

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd201/Epcr Pour Cytométrie En Flux - Q64695

Numéro d'article: CM0006239

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant CD201/EPCR (PROCR) de souris. Conçu pour l'analyse par cytométrie en flux du récepteur de la protéine C endothéliale ; l'immunogène couvre les acides aminés 18 à 210. Réagit spécifiquement avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD201/EPCR
Remarques/Alias	Ccca ; Epcr ; Ccd41
Espèce	Souris
GeneID (humain)	10544
GeneID	19124
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 210 de CD201/EPCR de souris (NP_035301.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64695
Poids moléculaire	27 kDa
Expédition	Sac de glace