

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd201/Epcr Pour La Cytométrie En Flux - Q64695

Numéro d'article: CM0008628

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre la protéine CD201/EPCR (récepteur de la protéine C endothéliale) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Détecte un récepteur membranaire de 27 kDa impliqué dans la coagulation sanguine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD201/EPCR
Remarques/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	10544
GeneID	19124
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64695
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace