

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd201/Epcr Pour Cytométrie En Flux - Q64695

Numéro d'article: CM0004004

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD201/EPCR de souris. Validé pour la cytométrie en flux (FC), cet anticorps est idéal pour la recherche sur les cellules endothéliales et la coagulation. Poids moléculaire : 27 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-souris CD201/EPCR mAb
Remarques / Alias	Ccca ; Epcr ; Ccd41
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	10544
ID du gène	19124
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-210 du CD201/EPCR de souris (NP_035301.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64695
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace