

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd205/Dec-205 Pour Cytométrie En Flux - Q60767

Numéro d'article: CM0011907

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la protéine CD205/DEC-205 (Ly75) de souris, un récepteur endocytaire de 197 kDa présent sur les cellules dendritiques. Validé pour la cytométrie en flux (FC), réagit avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-souris CD205/DEC-205
Remarques / Alias	CD205; DEC205; DEC-205
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	100526664
ID du gène	17076
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 216-490 de la protéine CD205/DEC-205 de souris (NP_038853.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60767
Poids de la protéine	197kDa
Expédition	Sac de glace