

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd205/Dec-205 De Souris () Pour Fc - Q60767

Numéro d'article: CM0004226

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD205/DEC-205 (Ly75) de souris. Validé pour la cytométrie en flux, détecte une protéine d'environ 197 kDa, réagit avec la souris. Idéal pour les études sur les cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD205/DEC-205 de souris
Remarques/Alias	CD205 ; DEC205 ; DEC-205
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	100526664
GeneID	17076
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 216-490 du CD205/DEC-205 de souris (NP_038853.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60767
Poids moléculaire de la protéine	197 kDa
Expédition	Sac de glace