

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd205/Dec-205 Pour Cytométrie En Flux - Q60767

Numéro d'article: CM0004407

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD205/DEC-205 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la fonction des cellules dendritiques et des voies de capture d'antigènes dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Mouse CD205/DEC-205 mAb
Remarques / Alias	CD205; DEC205; DEC-205
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	100526664
Identifiant de gène	17076
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60767
Poids de la protéine	197 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant