


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd206/Mmr Pour Cytométrie En Flux - Q61830

Numéro d'article: CM0011520



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD206 murin (récepteur mannose des macrophages 1). Conçu pour l'analyse par cytométrie en flux des macrophages de souris. Spécifique du CD206 murin, poids moléculaire approximatif de 165 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-souris CD206/MMR
Remarques / Alias	MR ; CD206
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4360
GeneID	17533
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-154 de CD206/MMR de souris (NP_032651.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra), FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61830
Poids de la protéine	165 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant