


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd206/Mmr Pour Cytométrie En Flux - Q61830

Numéro d'article: CM0009845



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD206/MMR de souris pour la cytométrie en flux. Validé pour le marquage intracellulaire et de surface. Idéal pour la recherche sur les macrophages et la phagocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc Lapin anti-Souris CD206/MMR
Remarques/Alias	MR; CD206
Espèce	Souris
GeneID (humain)	4360
GeneID	17533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-154 du CD206/MMR de souris (NP_032651.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra), FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61830
Poids moléculaire	165 kDa
Expédition	Sac de glace