


Lapin Anti-Souris Cd209B/Dc-Sigmr1 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q8Cj91

Numéro d'article: CM0009727



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD209b/DC-SIGNR1 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche sur la biologie des cellules dendritiques, la reconnaissance des pathogènes et les études sur les récepteurs immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD209b/DC-SIGNR1 mAb
Remarques/Alias	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030I22Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	30835
GeneID	69165
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 76-325 de la souris CD209b/DC-SIGNR1 (NP_081248.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q8CJ91
Poids Protéique	16kDa/33kDa/36kDa/37kDa
Expédition	Sac de glace