

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd21/Cd35 Pour Fc - P19070

Numéro d'article: CM0011772

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris CD21/CD35 validé pour la cytométrie en flux. Spécifique de CD21/CD35 (CR1/CR2) de souris, cet anticorps facilite les études sur les récepteurs du complément des lymphocytes B, incluant l'activation des lymphocytes B et la régulation de l'IgE. SWISS : P19070.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM lapin anti-souris CD21/CD35
Remarques / Alias	Cr1, C3DR, CD21, CD35, Cr-1, Cr-2
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	1380
Identifiant de gène	12902
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-274 de CD21/CD35 de souris (NP_031784.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P19070
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sachet de glace