

Lapin Anti-Souris Cd22 Anticorps Monoclonal Pour If-P Et Fc - P35329

Numéro d'article: CM0011893

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD22 de souris (Siglec-2). Validé pour l'immunofluorescence (IF-P) et la cytométrie en flux (FC) sur les cellules B de souris. Idéal pour la recherche en biologie des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD22 mAb
Remarques/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	933
ID de Gène (Souris)	12483
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-151 du CD22 de souris (NP_033975.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF-P, FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P35329
Poids Protéique	89kDa / 93kDa / 97kDa
Expédition	Sac de glace